

Schneller Nasen- und Mundschutz:

Zeitaufwand ca. 5 Minuten, Haltbarkeit mehrere Stunden

Material:

2 Stück Küchenkrepp

2 Stück Papiertaschentücher

1 Stück Draht

2 Streifen Panzertape o. ä.

Je nach Größe 4 oder 8 Gummibänder (Bürogummi)

1 Tacker

1 Locher

1 Schere



Schritt 1:

Die zwei Blätter Küchenkrepp übereinander legen und danach die beiden Papiertaschentücher ebenfalls übereinander auf das Küchenkrepp legen.



Schritt 2:

Das untere Ende des Küchenkrepps über die Papiertaschentücher falten.




Schritt 3:

Den Draht auflegen und die Seiten einklappen und mit dem Tacker mit vier Klammern befestigen.




Schritt 4:

Zwei Streifen Panzertape zurechtschneiden, den Mundschutz auflegen, bis zum Mundschutz das Panzertape längs einschneiden.



Schritt 5:

Die zwei Streifen fest ankleben und rechts und links mit dem Locher lochen.



Schritt 6:

Je Loch ein oder zwei Gummibänder befestigen und die Maske durch biegen des Drahts anpassen, fertig!

Draht und Gummibänder können wiederverwendet werden!

